




希克曼導管 (Hickman Catheter) 植入衛教

目的：

希克曼導管為暫時性洗腎通路（也用於靜脈給藥、抽血、輸液），導管可留置數月至一年以上，當病人不需洗腎或有人工血管時，需由醫師拔除導管。

植入方式：

1. 在局部麻醉下由心臟外科醫師植入導管，導管可經由頭靜脈、鎖骨下靜脈或頸靜脈植入右心房。
2. 植入後會照胸部 X 光片以確定導管位置，並排除血胸、氣胸的發生。



植入後注意事項：

1. 導管末端管夾要維持關閉，勿自行調整開關以避免感染及出血，若紙膠脫落應該重新固定黏貼。
2. 每天換藥一次，並觀察植入處是否有紅、腫、熱、痛或導管處縫線脫落情形，請告知護理人員。